

Test SPERM ANTIBODY

Istruzioni per la corretta esecuzione del prelievo del liquido seminale

FARMACA SRL

Laboratori Di Analisi E Ricerca
C.so Marengo, N°49
15067 – Novi Ligure (AL)
Italia

Tel./Fax +39 0143.380175
E-mail: info@farmacalab.it

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 contenitore per la raccolta del liquido seminale
- 1 bustina trasparente
- 1 etichetta
- 1 libretto di istruzioni per l'uso

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PRELIEVO E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE AL LABORATORIO

È importante rispettare una astinenza dai rapporti sessuali compresa fra i 3-5 giorni precedenti l'esame.

Il giorno prima e la mattina dell'esame bere molta acqua in modo da urinare spesso. Urinare anche nella mezz'ora che precede la raccolta dello sperma.

1. Scrivere Nome/Cognome e data del prelievo sull'etichetta e attaccarla sul contenitore. La corretta identificazione del campione è fondamentale per l'identificazione in laboratorio.



2. Lavare accuratamente le mani ed i genitali esterni con acqua e sapone (non usare disinfettanti) Risciacquare abbondantemente (almeno un minuto). Asciugarsi con un panno pulito o con salviettine monouso.

3. Procedere alla raccolta dello sperma (esclusivamente mediante masturbazione) nell'apposito contenitore fornito dal laboratorio.

4. Chiudere ermeticamente il contenitore. Riporre il campione nella bustina trasparente e conservare in frigorifero a una temperatura di 4°C.

5. Chiamare il numero di telefono **0143.380175** per il ritiro dei campioni oppure spedire i campioni, secondo le istruzioni del fornitore.

USO PREVISTO

Il presente dispositivo medico-diagnostico in vitro deve essere utilizzato esclusivamente per eseguire il prelievo seminale per effettuare il test "SPERM ANTIBODY" così come definito dal presente foglietto illustrativo.

Ogni altro utilizzo è da ritenersi vietato. La ditta FARMACA SRL non si farà carico di eventuali responsabilità per utilizzi non consentiti nel presente foglio di istruzioni d'uso.

PRECAUZIONI

Non usare il kit oltre la data di scadenza. La scadenza è indicata nell'etichetta posta sul retro della confezione. Tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere debitamente smaltiti. FARMACA SRL si occuperà personalmente dello smaltimento dei rifiuti sanitari, adottando le precauzioni standard normalmente osservate per le sostanze costituenti pericolo microbiologico. Se si hanno dubbi riguardanti l'utilizzo del presente kit di prelievo, contattare immediatamente FARMACA SRL-Laboratori Di Analisi E Ricerca (Tel. +39 0143.380175).

Il presente dispositivo non può essere riutilizzato. Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto protetto dai raggi solari. L'integrità delle confezioni e dei componenti del kit garantisce la loro sterilità. Le confezioni del kit devono essere aperte solo immediatamente prima del loro utilizzo.